

# VARIO WORKBOOK

## VERSA P

VARIO®

Version Mai 2026

## 3.2 VERSA P GESCHICHTE



[www.vario.com/versa-p](http://www.vario.com/versa-p)

Mit seinem voll ausziehbaren Auszugswagen vereint der **VARIO VERSA P** Apothekerschrank die Funktion von Stauraum für Aktenordner und Rollcontainer am Arbeitsplatz. Die höheren Schränke in einer Höhe von 2 bis 3 OH eignen sich sehr gut zur Gliederung von Räumen und schaffen damit Privatsphäre am Arbeitsplatz. Zusätzlich ermöglichen die höheren Varianten ein temporäres Arbeiten im Stehen. Die niedrigeren Varianten (in Tischhöhe und Unter-Tisch) erweitern die Arbeits- und Ablageflächen.

VERSA P – gliedert den Raum und  
strukturiert die Organisation



## 3.2 VERSA P FAKTEN

### BESONDERE MERKMALE

Der Apothekerschrank kombiniert verschiedenste Lösungen für den persönlichen Stauraum mit der Möglichkeit der Raumgliederung.

## APOTHEKERSCHRANK

### UNTER-TISCH-APOTHEKERSCHRANK

<b>Breite</b>	450 mm
<b>Tiefe</b>	800 mm
<b>Höhe</b>	570 mm (inkl. 19 mm Oberboden) <b>1</b>

Der Oberboden ist konstruktiver Bestandteil des Schrankes. Ausführung nur als Abschlusselement. Es kann kein Aufsatzelement verwendet werden.

### BEISTELL-APOTHEKERSCHRANK (TISCHHOCH)

<b>Breite</b>	450 mm
<b>Tiefe</b>	800 bis 1055 mm
<b>Höhe</b>	702 mm plus Abdeckplatte <b>2</b>

### HOHE APOTHEKERSCHRÄNKE (2OH, 2,5OH, 3OH)


<b>Breite</b>	450 mm
<b>Tiefe</b>	800 bis 1055 mm
<b>Höhen</b>	2 OH: 837 mm 2,5 OH: 1.131 mm 3 OH: 1.181 mm <b>3</b>

### KONSTRUKTION

<b>Oberflächen</b>	Uni, Dekor Für Oberboden, Abdeckplatte und Front auch Soft Touch und Furnier
<b>Außenkorpus</b>	Feststehender Korpus auf Höhenausgleichsschrauben mit einem Verstellbereich von 10 mm. Ausführung Grundelement: zum Aufsetzen von Aufsatzelementen. Ausführung Abschlusselement: ohne weiteres Aufsetzen.
<b>Auszugswagen</b>	Auszugswagen auf Schwerlast-Führungen. Im geöffneten Zustand wird der Auszug durch verdeckt laufende Rollen unterstützt. Auszugtiefe bei Unter-Tisch- und Beistell-Apothekerschrank: 715 mm Auszugtiefe ab 2 OH Apothekerschrank: 758 mm <b>Wählbar als links oder rechts vom Nutzer stehende Ausführung.</b>
<b>Führungen</b>	Max. Belastung bei Unter-Tisch- und Beistell-Apothekerschrank: 50 kg Max. Belastung ab 2 OH Apothekerschrank: 120 kg
<b>Gegengewichte</b>	Ab 2 OH auch nachträglich montierbare Gegengewichte hinter der Rückwand. Die Gegengewichte verhindern das Rutschen des Apothekerschrankes beim Öffnen und Schließen. Die Rückwand ist eingehängt und leicht demontierbar.
<b>Schließung</b>	Wechselzylinderschloss in der Front (optional). Der Auszugswagen wird durch eine beidseitig schließende Schubstange verriegelt.



Die Tiefe der Korpusse kann bei Arbeitsplatzkombinationen an unterschiedliche Tiefen angepasst werden.



### EINRICHTUNG AUSZUGSWAGEN

Verstellbarer Fachboden

Organisierbare Stahl-Systemschubladen mit integriertem Soft-Selbsteinzug

Stahl-Systemschubladen mit integriertem Hängekorb DIN A4

Privatfach mit separater Schließung

Materialauszug oder eingelegte Materialschale in Systemschublade

### AUFSATZELEMENTE

Additive Stauraumelemente und Abdeckplatten werden durch Steckverbindung werkzeuglos montiert. Der Apothekerschrank wird hierfür als Grundelement ausgeführt.

**Abdeckplatte** 13 / 19 / 25 mm  
Breite: 450 mm  
Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 bis 1055 mm  
Tiefe über zwei Apothekerschränke: 1600 - 2110 mm

**Aufsatz-Regal** (seitlich offen)  
Höhe: 200 / 370 / 429 mm  
Breite: 450 mm  
Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 bis 1055 mm

**Aufsatz-Box** (nach oben offen)  
Höhe: 100 / 250 / 400 mm  
optional mit Pflanzenwanne bei Höhe 250 / 400 mm  
Breite: 450 mm  
Tiefe für einen Apothekerschrank: 800 - 1055 mm

4



3



4

## **VARIO BüroEinrichtungen**

GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6  
D-65835 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0  
Fax + 49(0)61 96/76 15-222

[www.vario.com](http://www.vario.com)  
[info@vario.com](mailto:info@vario.com)

## **Vertretungen**

Belgien  
Großbritannien  
Italien  
Luxemburg  
Niederlande  
Österreich  
Polen  
Schweiz

